



SENSORE SpO₂ A CLIP (0,9 m) per K12, K15 (necessita 35318) e Oxy 110 ricambio

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **35317**

EAN / GTIN **8023279353174**

Confezione **1**

Sonda SpO₂ a clip per adulti - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
C900301

EAN / GTIN
8023279353174

CODICE GEF
35317



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697