

GEF Medica

Ibp Kit di Monitoraggio Usa e Getta per K15 (modello 35310)

Codice GEF (SKU) **35321**

Sensore IBP - monouso - ricambio solo per 35310

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore IBP - monouso - ricambio solo per 35310

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35321



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697