



Cavo ECG 10 Derivazioni Per Monitor K12 - Ricambio Per 35308, 35332

Codice GEF (SKU) **35322**

EAN / GTIN **8023279353228**

Cavo ECG 10 derivazioni - ricambio per 35308

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z1203020280

EAN / GTIN

8023279353228

CODICE GEF

35322



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697