



Cartello Segnalatore Dae/aed in Alluminio 29x36 Cm per Defibrillatori

Codice GEF (SKU) 35326

EAN / GTIN 8034028012228

Confezione 1

FRONTALINO IN ALLUMINIO DAE-AED 34 x 36 cm Cartelli in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciati in bianco con serigrafia in verde. Preforati per montaggio a parete.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028012228

CODICE GEF

35326



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697