



Cartello Segnalatore Dae/aed Doppio in Alluminio 34x36 Cm per Defibrillatori

Codice GEF (SKU) 35327

EAN / GTIN 8034028012211

Confezione 1

CARTELLO SEGNALATORE DAE-AED DOPPIO IN ALLUMINIO - 34x36 cm Cartelli in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciati in bianco con serigrafia in verde. Perforati per montaggio a parete. Peso: 350 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028012211

CODICE GEF

35327



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697