



Sonda SpO2 per 35145 - Pediatria - Optional, Necessita 35324

Codice GEF (SKU) **35328**

EAN / GTIN **6941900605770**

Sonda SpO2 pediatrica - opzionale Da n/s J3300SE01687 - richiede 35324

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda SpO2 pediatrica - opzionale Da n/s J3300SE01687 - richiede 35324

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6941900605770

CODICE GEF

35328



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697