

GEF Medica

Sonda Clip SpO2 (tipo D 0,9 M) per 35145 - Adulti - Ricambio - Necessita 35324

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35329**
EAN / GTIN **6941900605756**
Confezione **1 pz.**

Sonda SpO2 adulti - ricambio Da n/s J3300SE01687 - richiede 35324

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
C900301

EAN / GTIN
6941900605756

CODICE GEF
35329



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697