



Armadietto per Defibrillatori Uso Interno

Codice GEF (SKU) **35330**

EAN / GTIN **8034028012105**

Confezione **1**

ARMADIO IN METALLO PER DEFIBRILLATORI- DA INTERNO - bianco
Porta con apertura a 180° e finestra trasparente in acrilico. Possono essere montati a muro o su piantana. Dim. esterne: 42,5x18xh 42,5 cm
Dim. interne: 40x15xh 40 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028012105

CODICE GEF

35330



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697