



## Armadietto per Defibrillatori con Allarme Uso Interno

Codice GEF (SKU) 35331

EAN / GTIN 8034028012112

Confezione 1

ARMADIO IN METALLO PER DEFIBRILLATORI CON ALLARME - DA INTERNO - bianco Porta con apertura a 180° e finestra trasparente in acrilico. Possono essere montati a muro o su piantana. Allarme acustico 100 dB Dim. esterne: 42,5x18x42,5 cm Dim. interne: 40x15x40 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028012112

CODICE GEF

35331



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697