



Armadietto per Defibrillatori con Allarme Uso Esterno

Codice GEF (SKU) 35335

EAN / GTIN 8034028011573

Confezione 1

ARMADIO IN METALLO PER DEFIBRILLATORI CON SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E ALLARME - DA ESTERNO - giallo Non adatti per ambienti salmastri o corrosivi. Armadi con rivestimento speciale resistente a tali ambienti disponibili in 30 giorni. Saldature a tenuta stagna su tutti i lati, guarnizioni a tenuta acqua e polvere. In acciaio al carbonio, spessore 15/10. Ripiano interno regolabile. Porta con finestra trasparente in acrilico.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028011573

CODICE GEF

35335



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697