



Defibrillatore Ipad Cu-sp1 AED

Dispositivo medico

Classe II B

3 varianti

Codice GEF (SKU) 35340

EAN / GTIN 8023279353402

Confezione 1

DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1 - semi-automatico Modello: CU-SP1 - semi-automatico Joule: 150 Voce software: US, GB, FR, IT, ES, DE, PL, KR, JP, Arabo Manuale online*: US, GB, IT, ES, DE, PL, FR, KR, JP, Arabo *Per le lingue riportate solo in "Voce software", il manuale è in inglese.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defibrillatore
- Modalità: Semi-automatica
- Forma d'onda: Bifasica esponenziale troncata
- Energia: Adulto: nominale 150J da 25 a 175 ohm ohm; Neonato/bambino: nominale 50 J a 50 ohm
- Controllo di carica: sistema automatico di analisi del paziente
- Tempo di carica: <10 secondi dall'avviso di scarica necessaria
- Impermeabilità: Protezione contro i getti d'acqua IPX5 secondo IEC60529 (IP55); Protezione contro la polvere IP5X secondo IEC60529
- Dimensioni - Peso: 260x256x69,5 mm - 2,4 kg (incluse piastre e batteria)
- Interfaccia utente
- Supporto utente: M essaggi vocali dettagliati e indicatori lampeggianti
- Guida RCP: M essaggi vocali indicano come eseguire la RCP su adulti e bambini
- Controlli: Pulsante on/off, Pulsante "i", pulsante scarica
- Indicatori: Display LCD (stato dispositivo, stato batteria, stato piastre)
- Sensori: Data scadenza piastre, stato di connessione delle piastre
- Monitoraggio RCP
- Regolazione automatica del volume
- Registrazione e trasmissione dati
- Porta IrDA/SD card: per comunicazione con PC
- Capacità Memoria Interna: registrazioni multiple 5 eventi singoli / Max 3 ore
- Programma PC di revisione dati: CU-EX1
- Sistema analisi del paziente
- Analisi del paziente: Ritmi defibrillabili - Fibrillazione Ventricolare, Tachicardia
- Sensibilità/specificità Conforme alla linea guida AAMI DF80
- Batteria monouso ad alta capacità
- Standard Tipo: CC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2
- Capacità: M inimo 200 scariche o 8 ore di funzionamento
- Intervallo altitudini di funzionamento
- Altitudine 0-4.570 m (0-15.000 piedi)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35340	AED - GB,FR,IT,ES,DE,PL,US, JP, KR, Arabo specificare la lin	8023279353402	1
35355	AED - GB,SE,FI,NO,DK,SK,CZ,HU,IL,KR specificare la lingua ne	8023279353556	1
35356	AED - GB,PT,GR,NL,RO,LT,RU,UA,TH,KR specificare la lingua ne	8023279353563	1

CLASSE DM

II B

CND

Z12030501

EAN / GTIN

8023279353402

CODICE GEF

35340



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it