



Trainer per Ipad Cu-sp1

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35343

EAN / GTIN 8023279353433

Confezione 1

Trainer - software selezionabile in 14 lingue (GB, IT, SE, FI, NO, DK, HU, RU, UA, JP, KR, IL, TH, Arabo)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35343	GB,IT,SE,FI,NO,DK,HU,RU,UA,JP,KR,IL,TH,Arabo	8023279353433	1
35358	GB,FR,ES,PT,DE,PL,CZ,GR,NL,SE,RO,LT,US,KR		1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279353433

CODICE GEF

35343



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697