



# Batteria Al Litio Li-ion Alta Capacità per 35341/52 Ricaricabile

Codice GEF (SKU) 35347

EAN / GTIN 8809435481062

Confezione 1 pz.

Accessori per CU-SP2: Batteria ricaricabile 12 V, 1.9 Ah Li-ion

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8809435481062

CODICE GEF

35347



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697