



## Stampante Wireless per Cu-sp2 Cod. 35341

Codice GEF (SKU) 35351

EAN / GTIN 8023279353518

Confezione 1

Stampante wireless - opzionale iPad CU-SP2 supporta la connessione con una stampante esterna Bluetooth®

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279353518

CODICE GEF

35351



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697