



## Armadietto per Defibrillatori Uso Interno/esterno

Codice GEF (SKU) 35360

EAN / GTIN 8056389239762

Confezione 1

ARMADI METALLICI PER DEFIBRILLATORI - USO INTERNO/ESTERNO  
Armadio metallico per defibrillatori - bianco • Allarme: no •  
Termoregolazione: no Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio elettrozincato, verniciatura in polvere di poliestere altamente resistente agli agentiatmosferici. Armadi con bordi arrotondati, anta battente con maniglia di chiusura, accessorio per sigillo in plastica o metallo e adesivo di identificazione DAE.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8056389239762

CODICE GEF

35360



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697