



Armadietto per Defibrillatori con Allarme Uso Interno/esterno

Codice GEF (SKU) **35361**

EAN / GTIN **8056389239755**

Confezione **1**

ARMADI METALLICI PER DEFIBRILLATORI - USO INTERNO/ESTERNO
Armadio metallico per defibrillatori - bianco • Allarme: si •
Termoregolazione: no Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio elettrozincato, verniciatura in polvere di poliestere altamente resistente agli agentiatmosferici. Armadi con bordi arrotondati, anta battente con maniglia di chiusura, accessorio per sigillo in plastica o metallo e adesivo di identificazione DAE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8056389239755

CODICE GEF

35361



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697