



Armadietto per Defibrillatori con Termoregolatore e Allarme Uso Interno/esterno

Codice GEF (SKU) **35362**

EAN / GTIN **8056389239731**

Confezione **1**

ARMADI METALLICI PER DEFIBRILLATORI - USO INTERNO/ESTERNO
Armadio metallico per defibrillatori - bianco • Allarme: si •
Termoregolazione: si Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio
elettrozincato, verniciatura in polvere di poliestere altamente resistente
agli agentiatmosferici. Armadi con bordi arrotondati, anta battente con
maniglia di chiusura, accessorio per sigillo in plastica o metallo e
adesivo di identificazione DAE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8056389239731

CODICE GEF

35362



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697