



Piantana Per Armadietti

Codice GEF (SKU) **35363**

EAN / GTIN **8056389239724**

Confezione **1**

ARMADI METALLICI PER DEFIBRILLATORI - USO INTERNO/ESTERNO

- Piantana per armadi - bianca Completo di fori per il fissaggio a pavimento e coperchio posteriore per passaggio cavi Dimensione: 42x21xh 100 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8056389239724

CODICE GEF

35363



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697