

Cavo Collegamento per Pads

Codice GEF (SKU) **35384**

Accessori per DefiMonitors: Cavo di collegamento per pads 35380/83.

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori per DefiMonitors: Cavo di collegamento per pads 35380/83.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35384



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697