



Defibrillatore Ipad Cu-spr DAE

Dispositivo medico

Classe II B

3 varianti

Codice GEF (SKU) 35400

EAN / GTIN 8809435481161

Confezione 1

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO i-PAD CU-SPR Software vocale: US, GB, FR, IT, ES, DE, PL, KR, JP, Arabo Manuale CD: US, GB, IT, ES, DE, PL, KR, FR, Arabo Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE) ad accesso pubblico, avanzato e intuitivo. Semplice da usare, leggero, portatile, per operazioni di soccorso sia su adulti sia su bambini. Legge automaticamente l'elettrocardiogramma (ECG) del paziente e determina se si è verificato un arresto cardiaco e se è necessaria la defibrillazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defibrillatore
- Modalità funzionamento: semi-automatica
- Forma d'onda: bifasica esponenziale troncata)
- Schermo LCD/LED: stato dispositivo, livello batteria e stato placche
- Energia uscita: 200 J a 50 O carico per adulti / 50 J a 50 O carico per bambini
- Controllo scarica: sistema di analisi automatica del paziente
- Tempo scarica: entro 3 secondi dall'istruzione vocale che richiede la scarica
- Tempo da inizio analisi ritmo: 12 secondi con batteria nuova (anche dopo l'erogazione di 15 scariche a 200J)
- Tempo da accensione a disponibilità scarica: 25 secondi con batteria nuova a carica completa (anche dopo l'erogazione di 15 scariche alla massima energia)
- Tempo da RCP a scarica: almeno 6 secondi dalla fine della RCP all'erogazione della scarica
- Disattivazione:
 - il ritmo cardiaco del paziente torna non defibrillabile
 - il pulsante SHOCK non viene premuto entro 15 secondi
- Altoparlante: emette comandi vocali
- Livello sonoro: 80 ~ 90 dB (± 3 dB), a 1m dall'altoparlante
- Segnale acustico: fornisce varie indicazioni sonore
- Auto-test automatico: Auto-test accensione, Auto-test esecuzione, Auto-test giornaliero, settimanale e mensile
- Test manuale: test inserimento batteria
- Tipo batteria: LiMnO₂ 12V CC, 4,2 Ah, monouso
- Tempo funzionamento: almeno 150 scariche (200J) per una batteria nuova o 6 ore di funzionamento
- Durata a scaffale batteria: almeno 5 anni dalla data di fabbricazione
- Memoria: interna: 5 trattamenti individuali, fino a 3 ore per trattamento
- Dimensioni - peso: 240x230xh 70 mm - 2 kg
- Sistema analisi ECG
- Intervallo impedenza: 250 - 1750
- Ritmi defibrillabili: fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare rapida
- Derivazione ECG acq.: Derivazione II
- Risposta in frequenza: 1 Hz - 30 Hz

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35400	GB,FR,IT,ES,DE,PL,US,KR specificare la lingua nell'ordine	8809435481161	1
35401	US,SE,FI,NO,DK,SK,CZ,HU,KR specificare la lingua nell'ordine		1
35402	GB,PT,GR,NL,RO,LT,RU,UA,KR specificare la lingua nell'ordine		1

CLASSE DM

II B

CND

Z12030501

EAN / GTIN

8809435481161

CODICE GEF

35400



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it