



Batteria Monouso al Litio Limno2 per Cu-spr 35400-2

Codice GEF (SKU) 35406

EAN / GTIN 8809435481222

Confezione 1

Batteria al litio monouso LiMnO2 ad alta capacità 4,2 Ah

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8809435481222

CODICE GEF

35406



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697