

Addestramento per Ipad Cu-spr

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35410

Confezione 1

Trainer addestramento - lingue selezionabili



VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35410	GB,IT,DK,NO,SE,FI,HU,UA,RU,KR,JP,IL,TH,Arabic		1
35411	GB,FR,ES,PT,DE,PL,NL,SE,CZ,RO,LT,GR,KR		1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

35410



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697