



## PULITRICE BRANSON 2800 MH 2,8 litri

Codice GEF (SKU) 35502

EAN / GTIN 8023279355024

Confezione 1

Serie MH (temporizzatore meccanico con riscaldamento): comprende un temporizzatore meccanico con scala di regolazione fino a 60 minuti e un sistema di riscaldamento. Precisione di pulizia Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di qualsiasi altro metodo. È abbastanza potente da riuscire a rimuovere oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad inserirsi. Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo. La pulizia profonda degli ultrasuoni elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni. Branson: all'avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad essere all'avanguardia tecnica: - frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più profondo ed efficace - estrema silenziosità - facilità d'uso anche per chi non ha esperienza Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU). Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serie MH (meccanica)
- Timer: 60 minuti
- Coperchio
- Funzionamento continuo
- Frequenza di scansione
- Riscaldamento BRANSON 2800
- Dimensioni vaschetta: 230 x 140 x 100 mm
- Dimensioni esterne: 337 x 304 x 302 mm
- Capacità vaschetta: 2.8 l
- Kit scarico: NO
- Peso: 4,1 kg
- Frequenza: 40 KHz
- Alimentazione: 230-240 V

EAN / GTIN

**8023279355024**

CODICE GEF

**35502**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)