



Supporto Bicchieri 2x250ml per 35501-3

Codice GEF (SKU) 35506

EAN / GTIN 8023279355062

Confezione 1 pz.

Supporto per 2 bicchieri da 250 ml per pulitrici ad ultrasuoni Branson 2800 (codici 35501-35502-35503).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355062

CODICE GEF

35506



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697