



Coperchio in Plastica per 35501-3

Codice GEF (SKU) 35507

EAN / GTIN 8023279355079

Confezione 1 pz.

Coperchio in plastica per pulitrici ad ultrasuoni Branson 2800 (codici 35501-35502-35503).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355079

CODICE GEF

35507



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697