



## Supporto Bicchieri 2x600ml per 35501-3

Codice GEF (SKU) **35509**

EAN / GTIN **8023279355093**

Confezione **1 pz.**

Supporto per 2 bicchieri da 600 ml per pulitrici ad ultrasuoni Branson 2800 (codici 35501-35502-35503).

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279355093**

CODICE GEF

**35509**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697