



## Supporto Bicchieri 3x250ml per 35510-2

Codice GEF (SKU) 35516

EAN / GTIN 8023279355161

Confezione 1 pz.

Supporto per 3 bicchieri da 250 ml per pulitrici ad ultrasuoni Branson 3800 (codici 35510-35511-35512).

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355161

CODICE GEF

35516



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697