



Coperchio in Plastica per 35510-2

Codice GEF (SKU) 35517

EAN / GTIN 8023279355178

Confezione 1 pz.

Coperchio in plastica per pultrici ad ultrasuoni Branson 3800 (codici 35510-35511-35512).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355178

CODICE GEF

35517



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697