



Supporto Bicchieri 2x600ml per 35510-2

Codice GEF (SKU) **35519**

EAN / GTIN **8023279355192**

Confezione **1 pz.**

Supporto per 2 bicchieri da 600 ml per pulitrici ad ultrasuoni Branson 3800 (codici 35510-35511-35512).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355192

CODICE GEF

35519



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697