



Coperchio in Plastica per 35520-2

Codice GEF (SKU) 35527

EAN / GTIN 8023279355277

Confezione 1 pz.

Coperchio in plastica per pulitrici ad ultrasuoni Branson 5800 (codici 35520-35521-35522).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355277

CODICE GEF

35527



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697