



## Supporto Bicchieri 4x600ml per 35520-2

Codice GEF (SKU) **35529**

EAN / GTIN **8023279355291**

Confezione **1 pz.**

Supporto bicchieri 4 x 600 ml per pulitrice ad ultrasuoni Branson 5510  
(codici 33520-33521-33522)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279355291**

CODICE GEF

**35529**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697