



## Coperchio in Acciaio per 35531-3

Codice GEF (SKU) 35537

EAN / GTIN 8023279355376

Confezione 1 pz.

Coperchio in acciaio per pulitrici ad ultrasuoni Branson 8800 (codici 35531-35532-35533).

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355376

CODICE GEF

35537



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697