



Supporto Bicchieri 6x600ml per 35531-3

Codice GEF (SKU) **35539**

EAN / GTIN **8023279355390**

Confezione **1 pz.**

Supporto bicchieri 6 x 600 ml per pulitrice ad ultrasuoni Branson 8510
(codici 33531-33532-33533)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355390

CODICE GEF

35539



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697