



## Bicchiere in Vetro

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35540

EAN / GTIN 8023279355406

Confezione 1

Bicchiere 250 ml per per pulitrici ad ultrasuoni: - Branson 2800 (codici 35501-35502-35503) - Branson 3800 (codici 35510-35511-35512)

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | FORMATO | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|---------|---------------|------------|
| 35540            | 250 ml  | 8023279355406 | 1          |
| 35541            | 600 ml  | 8023279355413 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279355406

CODICE GEF

35540



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697