



## Detergente Branson Purpose 1 Litro

Codice GEF (SKU) 35544

EAN / GTIN 8023279355444

Confezione 1

BRANSON è un agente pulente sviluppato per essere utilizzato con pulitrici ultrasoniche. Rimuove impurità, impronte, polvere, oli leggeri e grassi. Il detergente liquido Branson è stato specificatamente sviluppato per consentire un trasferimento ottimale dell'energia acustica. Impieghi principali: odontoiatria, applicazioni mediche ed ottiche, laboratori, elettronica, lavorazione dell'oro e dell'argento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Concentrazione: 10-12%
- Alta biodegradabilità
- Senza fosfati
- Concentrazione del PH: 13.5
- Risciacquo agevole e senza residui

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279355444**

CODICE GEF

**35544**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697