



Pulitrice Ad Ultrasuoni 50 - 0,6 Litri

Codice GEF (SKU) 35549

Questa pulitrice ultracompatta è molto semplice da usare, efficiente e poco costosa. Ideale per pulire piccoli oggetti. Elettronica, timer non regolabile, con coperchio in plastica e cestello. Senza riscaldamento. Misure interne: 168 x 89 x 55 mm. Ohd2 supersonica di 46.000 cicli al secondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Questa pulitrice ultracompatta è molto semplice da usare, efficiente e poco costosa. Ideale per pulire piccoli oggetti.
- Elettronica, timer non regolabile, con coperchio in plastica e cestello. Senza riscaldamento.
- Misure interne: 168 x 89 x 55 mm.
- Ohd2 supersonica di 46.000 cicli al secondo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35549



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697