



LAVAPADELLE POSEIDONE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **35560**Confezione **1**

LAVAPADELLE POSEIDONE Utilizzabile come lavabo per sostanze organiche e dispositivi medici e sanitari quali: urinali e padelle, vasi di aspiratori, contenitori urine, in acciaio inox o in plastica. Due programmi di lavaggio: ciclo rapido (FAST) per urinali (max 130 secondi), ciclo normale (NORMAL) per padelle (max 300 secondi). Il pannello frontale visualizza lo stato di funzionamento e l'allarme attivo.

- comando digitale elettronico - allarme visivo e acustico - funzione reset per cambiare ciclo - funzione avvio/pausa per ciclo selezionato - arresto immediato del ciclo in caso di apertura sportello - acciaio inox - controllo elettronico pompa elettrica

Manuale multilingue: GB, FR, IT.
Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standby automatico: al termine del ciclo
- Assorbimento massimo: 2,8W in modalità standby
- Alimentazione - consumo: 230VCA - 50/60Hz - 400 W
- Dimensioni: 536x735xh 930 mm

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12011301

CODICE GEF

35560

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697