



Lavastrumenti Tuttnauer con Sistema di Asciugatura

Codice GEF (SKU) 35563

EAN / GTIN 8056736494301

LAVASTRUMENTI DA BANCO CON SISTEMA DI ASCIUGATURA

Lavastrumenti / Termidisinfettori da banco di facile impiego per procedure di lavaggio e disinfezione. La camera di lavaggio è in acciaio inox di alta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAVASTRUMENTI DA BANCO CON SISTEMA DI ASCIUGATURA Lavastrumenti / Termidisinfettori da banco di facile impiego per procedure di lavaggio e disinfezione. La camera di lavaggio è in acciaio inox di alta qualità, AISI 316L. Design elegante ed efficiente, tastiera touch e schermo grafico LCD 3,5" in 7 lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE). Possibilità di scelta tra 3 programmi predefiniti e 37 programmi personalizzati. Entrambe dotate di una pompa dosatrice con flussimetro e sensore di livello. Porta manuale con interblocco e addolcitore d'acqua integrato, con la funzione di ridurre il livello di calcare nell'acqua in ingresso. - asciugatura completa con ventole dedicate - condensatore di vapore integrato - indicazione in tempo reale del livello e della qualità dell'acqua - trasferimento dati mediante USB e R232 con software opzionale - 2 sensori di temperatura PT100 - connessione elettrica standard (230V - 1 fase - 50Hz) Fornite con cestello di lavaggio standard, inserto per strumenti verticali, inserto per 8 cassette chirurgiche, chiavetta USB con software demo* e manuale in GB, IT. Disponibili su www.gefmedica.com FR, ES, PT, DE, PL, RO, SE, RU. *Il software demo prevede una prova gratuita di una settimana, alla scadenza della quale deve essere acquistata la licenza (codice 35569) Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8056736494301

CODICE GEF

35563



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697