



Detergente Alcalino Tuttinauer T-clean a - 5 L

Codice GEF (SKU) 35570

DETERGENTE ALCALINO T-CLEAN A TUTTINAUER - 5 litri Detergente alcalino molto concentrato ed efficace per pulire strumenti chirurgici, apparecchiature medicali, strumenti oftalmologici, apparecchiature anestetiche ed endoscopiche, vetreria da laboratorio e applicazioni analoghe. Formulato con agenti alcalini, tensioattivi, enzimi altamente stabilizzati e potenti anti-corrosivi, facilita lo scioglimento di residui organici quali depositi grassi e proteici, contribuendo nel contempo efficacemente alla rimozione del biofilm. T-CLEAN A è raccomandato sia per strumenti resistenti al calore, sia per strumenti termosensibili. Utilizzabile in lavastumenti automatiche, bagni ultrasonici o bagni a immersione. Non lascia residui. Da utilizzare in acqua addolcita o in acqua calcarea. Non forma schiuma ed evita la corrosione e lo scolorimento degli strumenti. Compatibile con la maggior parte dei materiali quali acciaio inox, vetro, ceramica, plastica dura, ebonite, ecc. Uso professionale. Etichetta: GB, FR, IT, DE. Dispositivo medico, classe I. Conforme al MDR (UE) 2017/745

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DETERGENTE ALCALINO T-CLEAN A TUTTINAUER - 5 litri
- Detergente alcalino molto concentrato ed efficace per pulire strumenti chirurgici, apparecchiature medicali, strumenti oftalmologici, apparecchiature anestetiche ed endoscopiche, vetreria da laboratorio e applicazioni analoghe.
- Formulato con agenti alcalini, tensioattivi, enzimi altamente stabilizzati e potenti anti-corrosivi, facilita lo scioglimento di residui organici quali depositi grassi e proteici, contribuendo nel contempo efficacemente alla rimozione del biofilm.
- T-CLEAN A è raccomandato sia per strumenti resistenti al calore, sia per strumenti termosensibili.
- Utilizzabile in lavastumenti automatiche, bagni ultrasonici o bagni a immersione.
- Non lascia residui.
- Da utilizzare in acqua addolcita o in acqua calcarea.
- Non forma schiuma ed evita la corrosione e lo scolorimento degli strumenti.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali quali acciaio inox, vetro, ceramica, plastica dura, ebonite, ecc.
- Uso professionale.
- Etichetta: GB, FR, IT, DE.
- Dispositivo medico, classe I.
- Conforme al MDR (UE) 2017/745

CODICE GEF

35570



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it