



STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 3 litri

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35575

EAN / GTIN 8059304700002

Confezione 1

STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA TITANOX - 3 l | Struttura esterna in acciaio inossidabile. Struttura interna, griglia, bacinella traforata estraibile, porta e controporta interamente in acciaio inox. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile. Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termostato di sicurezza. Spia luminosa verde (sulla destra) che indica l'inserimento della linea. Spia luminosa verde (sulla sinistra) che indica la resistenza in funzione. Fornita con manuale in GB, FR, IT (ES su richiesta). Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 3 l
- Temporizzatore: 0 - 120 minuti
- Termometro a sonda: 0° - 200°C
- Termoregolatore a sonda: 0° - 200°C
- Tensione di esercizio: 230 V-50/60 Hz
- Misure esterne: 400x295xh 170 mm
- Misure interne: 300x125xh 80 mm
- Classificazione: Dispositivo medico Classe IIB, UE 2017/745

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12011307EAN / GTIN
8059304700002CODICE GEF
35575

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697