



# STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 5 litri

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35576

EAN / GTIN 8059304700019

Confezione 1

STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA TITANOX - 5 l Struttura esterna in acciaio inossidabile. Struttura interna, griglia, bacinella traforata estraibile, porta e controporta interamente in acciaio inox. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile. Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termostato di sicurezza. Spia luminosa verde (sulla destra) che indica l'inserimento della linea. Spia luminosa verde (sulla sinistra) che indica la resistenza in funzione. Fornita con manuale in GB, FR, IT (ES su richiesta). Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 5 l
- Temporizzatore: 0 - 120 minuti
- Termometro a sonda: 0° - 200°C
- Termoregolatore a sonda: 0° - 200°C
- Tensione di esercizio: 230 V-50/60 Hz
- Misure esterne: 500x325xh 170 mm
- Misure interne: 400x160xh 80 mm
- Classificazione: Dispositivo medico Classe IIB, UE 2017/745

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II B**CND  
**Z12011307**EAN / GTIN  
**8059304700019**CODICE GEF  
**35576**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697