



STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 20 litri

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35580

EAN / GTIN 8059304700026

Confezione 1

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Standard • Capacità: 20 litri • Misure esterne (mm): 570x345xh 400 • Misure interne (mm): 405x255xh 210 Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate. Struttura esterna e parte anteriore interamente in acciaio inox, compresa la porta tamburata fortemente isolata con materiale non conduttore. Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
- Termometro a sonda: 0° - 200°
- Termoregolatore a sonda: 0° - 200°
- Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35580	35580	8059304700026	1
35586	35586	8023279355864	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12011307EAN / GTIN
8059304700026CODICE GEF
35580

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697