



STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 60 litri

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35581

EAN / GTIN 8059304700033

Confezione 1

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Standard • Capacità: 60 litri • Misure esterne (mm): 705x450xh 475 • Misure interne (mm): 535x320xh 345 Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate. Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
- Termometro a sonda: 0° - 200°
- Termoregolatore a sonda: 0° - 200°
- Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35581	35581	8059304700033	1
35587	35587	8023279355871	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12011307EAN / GTIN
8059304700033CODICE GEF
35581

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697