



STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX TERMOVENTILATA 20 litri

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35583

EAN / GTIN 8023279355833

Confezione 1

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Termoventilata • Capacità: 20 litri • Misure esterne (mm): 570x345xh 400 • Misure interne (mm): 405x255xh 210 Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità termoventilata: per garantire l'uniformità della temperatura all'interno della camera di riscaldamento e permettere la circolazione dell'aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento. - termostato di sicurezza - ventola per ventilazione forzata - doppia lampadina di controllo Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
- Termometro a sonda: 0° - 200°
- Termoregolatore a sonda: 0° - 200°
- Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12011307EAN / GTIN
8023279355833CODICE GEF
35583

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697