



# STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 120 litri

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35588

EAN / GTIN 8023279355888

Confezione 1

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Digitale • Capacità: 120 litri • Misure esterne (mm): 835x565xh 555 • Misure interne (mm): 670x420xh 415 Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità digitale: tunnel di aerazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio. - funzionamento elettronico C.P.S. - distribuzione ottimale del calore - indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata tensione di rete, il programma riparte dall'inizio) - termostato di sicurezza Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità funzionamento: continua (standby) o temporizzata
- Temporizzatore: 0 - 250 minuti
- Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**Z12011307**

EAN / GTIN

**8023279355888**

CODICE GEF

**35588**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697