



Vassoio per Gimette 2

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35610

EAN / GTIN 8023279356106

Confezione 1

Vassoio ricambio per sterilizzatrice a secco Gimette 21 (cod. 35621).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35610	21 - ricambio	8023279356106	1
35611	28 - ricambio	8023279356113	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356106

CODICE GEF

35610



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697