



Guarnizione per Gimette

5 varianti

Codice GEF (SKU) 35613

EAN / GTIN 8023279356137

Confezione 1

Guarnizione di ricambio per codice 35601.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35613	1,5	8023279356137	1
35614	21	8023279356144	1
35615	28	8023279356151	1
35617	50	8023279356175	1
35612	7	8023279356120	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356137

CODICE GEF

35613



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697