



Sterilizzatrice a Secco "gimette 28" - 28 Litri

Codice GEF (SKU) 35628

GIMETTE 28 - sterilizzatrice a secco. Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C. La struttura è in acciaio inox. Esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: circa 28 litri. Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230°C. La spia rossa indica un'eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GIMETTE 28 - sterilizzatrice a secco.
- Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C. La struttura è in acciaio inox.
- Esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo.
- I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda.
- Capacità: circa 28 litri.
- Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230°C.
- La spia rossa indica un'eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35628



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697