



Resistenza per Gimette

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35631

EAN / GTIN 8023279356311

Confezione 1

Resistore 250 W di ricambio per codice 35601.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35631	1,5	8023279356311	1
35632	7	8023279356328	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356311

CODICE GEF

35631



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697