



Termostato per Gimette

Codice GEF (SKU) 35636

EAN / GTIN 8023279356366

Confezione 1

Termostato per sterilizzatrice Gimette.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356366

CODICE GEF

35636



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697